

Tekutý materiál (hnis, punktát, exsudát, aspirát, ejakulát)

Bakteriologická vyšetření

Účel odběru:

Identifikace původce bakteriálního zánětu.

Odběrová souprava:

zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

zkumavka sterilní 10 ml

stříkačka s pryžovou zátkou

sterilní vatový tampon s AMIES médiem

Odběr:

Je-li materiálu dostatečné množství, odebíráme jej do sterilních zkumavek.

Je-li materiálu málo, odebereme jej na vatový tampon, provedeme nátěr na sklíčko a tampon zanoříme do transportní půdy.

Vzhledem k tomu, že tyto materiály vyšetřujeme také anaerobně, je nutné zamezit kontaktu s kyslíkem. Je vhodné zaslat materiál přímo v injekční stříkačce s jehlou zabodnutou do gumové zátky. Vzorky je nutno dodat co nejdříve do laboratoře (do 24 hodin) a do té doby uchovávat při pokojové teplotě.

Mykologická vyšetření

Účel odběru:

Identifikace kvasinek a plísní z tekutého materiálu.

Odběrová souprava a technika odběru - viz bakteriologická vyšetření