

Odběr vzorků pro diagnostiku malárie

Účel vyšetření:

Podezření na malárii (průkaz *Plasmodia* sp.)

Odběrová souprava:

Podložní sklo (mikroskopická diagnostika)

Zkumavka pro nesrážlivou krev (průkaz antigenu)

Odběr:

- **Krevní nátěr**

Na dobře odmaštěné čisté sklo se kápne kapka kapilární krve z bříška prstu a hranou druhého podložního skla se roztáhne po celém podložním skle (mikroskopická diagnostika).

- **Tlustá kapka**

Kapka kapilární krve se kápne na podložní sklo a rohem druhého skla ji krouživými pohyby roztáhneme na plochu 2 cm, přičemž kroužením se zabrání jejímu sražení. (mikroskopická diagnostika).

Do laboratoře se preparáty odesílají po zaschnutí .

Nesrážlivá krev se odebírá do sterilní zkumavky (průkaz antigenu). Uchovává se při pokojové teplotě.